

VALENTIM, MARCO ANTONIO

Relatório de resumo

Data de nasc: 20/02/1977 Organização: FARIA E MATOS COMERCIO DE... Intervalo de datas: 06/10/2025 - 04/11/2025
Referência: Morada: RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA Data de configuração: 01/07/2024
ID do paciente: MARCO ANTONIOVALE... Máscara:
Telefone: App vinculado:
Telefone:
Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J289395051DA2

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA FARIA E MATOS COMERCIO DE RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
CLAUDIA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 06/10/2025 - 04/11/2025

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	06/10/2025 - 04/11/2025 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 3 horas. 18 min. 58 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8 horas. 30 min. 30 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6 horas. 30 min. 37 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6 horas. 30 min. 37 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5 horas. 20 min. 54 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	8 dias 3 horas. 19 min. 8 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	12,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	13,8 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	14,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	4,6




Definições do Dispositivo a partir de 04/11/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	10 cmH ₂ O
Pressão máx.	14 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	7,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

