

MARCAL RODRIGUES, MAURO

Relatório de resumo

Data de nasc:	14/11/1950	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	07/04/2026 - 06/05/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	02/09/2024
ID do paciente:	MAURO MARCAL RODR...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36698333EE21				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 07/04/2026 - 06/05/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	07/04/2026 - 06/05/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	28 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	93,3%
Uso acumulado	5 dias 16horas. 5 min. 38 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 54 min. 1 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 32 min. 11 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4horas. 51 min. 37 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 min. 3 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	63,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	36,7%
Tempo total com soprador	5 dias 16horas. 8 min. 47 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	3 min. 51 segundos.
Média de IAH	1,4
Pressão CPAP	8,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 06/05/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	8 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

