

Data de nasc:	21/06/1967	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	25/01/2026 - 23/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	22/12/2023
ID do paciente:	SILVIA HELENAJORG...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37066606E9C8				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 25/01/2026 - 23/02/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	25/01/2026 - 23/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	8 dias 9 horas. 40 min. 25 segundos.
Uso máximo (1 dia)	10 horas. 28 min. 6 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6 horas. 43 min. 20 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6 horas. 43 min. 20 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 horas. 44 min. 7 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	8 dias 10 horas. 4 min. 31 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	42 segundos.
Média de IAH	3,4
Pressão CPAP	7,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 23/02/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	7 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

