

ALVES, OSSIMAR

Relatório de resumo

Data de nasc:	06/08/1957	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/03/2026 - 09/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	07/11/2025
ID do paciente:	OSSIMAR ALVES4984...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624967EACA				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 11/03/2026 - 09/04/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/03/2026 - 09/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	7 dias 17horas. 1 min. 55 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 35 min. 30 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 10 min. 3 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 22 min. 49 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	86,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	13,3%
Tempo total com soprador	7 dias 17horas. 2 min. 2 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	6,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,1 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	7,7 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	0 segundos.
Média de IAH	3,3




Definições do Dispositivo a partir de 09/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH ₂ O
Pressão máx.	8,5 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

