

CAMPOREZE PORTE, MARISA

Relatório de resumo

Data de nasc:	13/02/1965	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/02/2026 - 22/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	02/02/2026
ID do paciente:	MARISA CAMPOREZE ...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J371619293B42				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 11/02/2026 - 22/02/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/02/2026 - 22/02/2026 (12 dias)
Dias com uso do aparelho	12 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	3 dias 12horas. 17 min. 41 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 11 min. 52 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 1 min. 28 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 1 min. 28 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5horas. 22 min. 36 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	3 dias 12horas. 17 min. 44 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	5,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,3 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	8,2 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	1 min. 55 segundos.
Média de IAH	5,2




Definições do Dispositivo a partir de 22/02/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

